

9

Встановіть ніжки в чотирьох місцях, показаних нижче, та переконайтесь, що вони міцно зафіковані.




Регулювання положення об'єкта

Вертикальне положення

Використовуйте мікроскоп у вертикальному положенні при спостереженні за об'єктами, які неможливо зафіксувати предметним склом, наприклад, коли ви спостерігаєте за організмами у воді або рідині.

Використовуйте вертикальне положення мікроскопа, якщо ваш зразок можна порухати без зусиль.



Захопливі приклади роботи з мікроскопом описані на с. 6–14 англомовної інструкції, яка іде у комплекті. Підготуйте готові мікроскопічні препарати для дослідження кристалів солі (с. 6–7), кристалів соевого соусу (с. 9), квіткового пилку (с. 10), листя селери (с. 11), картопляного крохмалю (с. 12), комах (с. 13) та мікроорганізмів (с. 14).

Подивіться на світ довкола себе у мікроскоп!

Конструктор для самостійного складання мікроскопа

Атес

TOYS4BRAIN.COM.UA

УВАГА: Небезпека удушення – містить дрібні деталі. Не призначено для дітей віком до 3 років.

Комплектація

1. Тубус мікроскопа (передня частина)	1
2. Тубус мікроскопа (задня частина)	1
3. Фіксуюче кільце для тубуса мікроскопа	1
4. Права сторона штатива	1
5. Ліва сторона штатива	1
6. Фіксуюче кільце штатива	2
7. Основа	1
8. Ніжка	4
9. Предметний столик	1
10. Корпус підсвічення	1
11. Болт	1
12. Гайка	1
13. Окуляр (40x)	1
14. Об'єктив (діаметр 14 мм)	2
15. Об'єктив (діаметр 17 мм)	2
16. Світлодіод	1
17. Покривне скло	3
18. Предметне скло	3



Вам знадобляться:

- Хрестоподібна викрутка
- Канцелярський ніж
- Сіль
- Мірна склянка
- Паличка-мішалка
- Клей для дерева
- Ківш / черпак
- Піпетка

Заміна батареї підсвічення

1. Витягніть корпус підсвічення та світлодіод з корпуса мікроскопа.
2. За допомогою хрестоподібної викрутки витягніть два болти.
3. Зніміть корпус підсвічення та замініть всі три батареї-таблетки (LR41) на нові батареї.
- * Користуйтесь лише батареями-таблетками LR41.
- * Дотримуйтесь полярності при встановленні батареї.
- * Поводьтеся з деталями обережно, щоб не погнути контакти батареї або ніжки світлодіода.
- * При встановленні корпуса на місце переконайтесь, що перемикач перебуває у правильному положенні.
4. Установіть корпус на місце та зафіксуйте двома болтами.




Складіть мікроскоп!


Спочатку складімо мікроскоп та підготуймо його до роботи!




- 1** Вставте чотири лінзи об'єктива у відповідні слоти у тубусі мікроскопа (задня частина), як показано нижче.




- 2** Складіть тубус мікроскопа ① і ② разом, далі вставте лінзу окуляра ⑯ і фіксуюче кільце тубуса мікроскопа ③.




- 3** Тримаючи тубус мікроскопа, прилаштуйте праву і ліву сторони штатива ④, ⑤ вирівнюючи різьбу, як показано на малюнку.




- 4** Встановіть фіксуючі кільця штатива ⑥ зверху та знизу штатива.




- 5** Вставте світлодіод ⑯ у нижню частину штатива.



- 6** Вставте корпус підсвічення у нижню частину штатива над світлодіодом.



- 7** Вставте предметний столик у штатив та переконайтесь, що він міцно зафікований.



- 8** Прикріпіть предметний столик ⑦ болтом ⑪ та гайкою ⑫ до штатива.

